

東京都生コンクリート工業組合 共同試験場様納入済

ミキサ用給砂装置

CB-1139

本装置は、セメント強さ試験における標準砂の投入装置です。
標準砂1,350gを、あらかじめロート内に入れておくことにより、ワンタッチクランプの操作ひとつで規定時間での給砂が可能です。



構成

- ロート
- シャッターバルブ
- ワンタッチクランプ
- ミキサ取付機構

右の写真はモルタルミキサ(C138A)に取り付けた状態のものです。

※ 本製品は、モルタルミキサ(C138A)用とハイパワーミキサ(CB-34)用の2種がございます。
ご購入の際は、どちらのタイプでお使いかご指定ください。

* 仕様および外観は、機能向上のため変更することがあります。

ISO 9001 認証取得
JCSS 認定取得
株式会社丸東製作所はお客様に満足していただける製品を提供するため、品質保証体制の整備、充実を図っております。

株式会社 丸東製作所
MARUTO Testing Machine Company

〒135-0021 東京都江東区白河2丁目15番4号
TEL 03-3643-2111 FAX 03-3643-0293
E-mail: maruto@maruto-group.co.jp

試験機器の総合メーカー

〈取扱い営業品目〉 ※ご要望に応じた試作機、テスト機の製作承ります。お気軽にご相談ください。

- 土木・建築用試験機器
- セメント・コンクリート試験機器・土質試験機器
- 試験・研究用切断機・岩石試験機器
- アスファルト試験機器・構造力学実験装置
- 水理実験装置
- 複合材料試験機器
- 自動車関連試験装置
- 医療関連試験装置
- 消費生活用製品安全実験装置
- 測定機器
- マルトールリング(環状ばね型力計)