

ジョー破碎機

CD-27



本機は、比較的硬質な試料の固形試料を粗碎するのに適したものです。粉碎粒度の調節は本体後部に装備する調節ネジにより適宜に行うことができます。

本体は堅牢なる鋼板フレームを用いて粉碎歯は高マンガン鑄鋼です。

仕 様：

- 投入試料： 最大 約 80 mm
- 粗碎粒度： 約 8 mm
- 粗碎能力： 約 350 kg/H
- 所要動力： 2.2kW
- 回 転 数： 280~300 r p m
- 電 源： 3Φ 200V

* 仕様および外観は、機能向上のため変更することがあります。