


二軸強制練りミキサ CE-94D

本機は、試験室用として非常にコンパクトに設計された二軸強制練りミキサです。容量により二種類あり、両機種ともキャスタ一付きで容易に移動することができます。

独特な羽根、アームの配列のより、材料を上下左右に移動しながら効率よくカットすることで短時間での混合を可能にしました。



容量 (ℓ)	電動機 (kW×P)	回転数 (rpm)	総質量 (kg)	排出ゲート	機体概略寸法 (mm)
55 ℓ	3.7W×4	60	550	手動式回転型	144×80×125
100 ℓ	5.5W×4	60	800	手動式回転型	144×80×125

小型パンミキサー CE-1014

本機は、試験または研究用として少量の材料を水平方向及び垂直方向に混合できるように設計されたミキサーです。


【仕様】

- 最大骨材寸法 : 20mm までのコンクリートに適用
- パン(容器)寸法 : 直径 40×深さ 21.5cm
- 最大混練容量 : 14 ℓ、φ10×20cm、6 本分の混練が可能
- パンはターンテーブルにはめ込み式で取り外し可能
- 仕様電源 : 3 相、200V、0.75W



可搬傾胴型ミキサ C39

	C39-1	C39-2	C39-3	C39-4
容量 (ℓ)	27	54	81	110
電動機 (3 相・kW)	0.75	0.75	1.5	2.2



- * 仕様および外観は、改良のため変更することがあります。
- * 詳細は弊社までお問合せください。
- * 丸東製作所の情報を発信中!! URL <http://www.maruto-group.co.jp/>
- * ご質問・ご相談を E-mail でも受付中です。 maruto@maruto-group.co.jp