

二軸強制練りミキサ CE-94D

本機は、試験室用として非常にコンパクトに設計された二軸強制練りミキサです。容量により二種類あり、両機種ともキャスター付きで容易に移動することができます。

独特な羽根、アームの配列のより、材料を上下左右に移動しながら効率よくカットすることで短時間での混合を可能にしました。



容量 (ℓ)	電動機 (kW×P)	回転数 (rpm)	総質量 (kg)	排出ゲート	機体概略寸法 (mm)
55 ℓ	3.7W×4	60	550	手動式回転型	144×80×125
100 ℓ	5.5W×4	60	800	手動式回転型	144×80×125

- * 仕様および外観は、改良のため変更することがあります。
- * 詳細は弊社までお問合せください。
- * 丸東製作所の情報を発信中!! URL <http://www.maruto-group.co.jp/>
- * ご質問・ご相談をE-mailでも受付中です。 maruto@maruto-group.co.jp