

強制練りミキサ

Model No.: CE-94



硬練りコンクリートおよび軽量骨材の出現により、コンクリートの練り混ぜに一般の重量式ミキサを用いると多量のモルタルがミキサ内壁に付着し、出来上がったコンクリートの品質に大きな変動を及ぼすことが多くなったことから、最近では、国内外のコンクリートに関する研究でも、その練り混ぜにはしばしば水平強制練りミキサが使用されています。

本機は、従来の重量式ミキサに比べ、はるかに広範囲な混合比のコンクリートの混練に適用できるミキサです。殊に硬練りコンクリートの混練に優れた能力を発揮しますので、試験練りには理想的なミキサです。

■ 特 長 ■

- ◎ 従来の重量式ミキサ等では混練が不完全であったハイスランプのものも完全に混練することができます。特に試験練り等に最適です。
- ◎ 混合時間が従来のものより極めて短時間です。
- ◎ 排出が底部開放ですから貧配合やハイスランプのコンクリートでも迅速に排出しドラム内に残ったり付着したりしません。
- ◎ 材料投入口が広いから投入時間がかかりません。
- ◎ 据付時の高さが低く、特に投入口が低いため材料のリフト高が低くなります。
- ◎ 掃除、手入れが容易で、羽の加工交換も簡単です。

■ 仕 様 ■

- ① 混練容量：定格 55 L
- ② 電動機：3相 200 V、2.2 kW、4 P
- ③ 排出ゲート方式：手動
- ④ アーム本数：3本
- ⑤ 回転数：約 74 rpm
- ⑥ 質量：約 250 kg

・製品は機能向上のため予告なくデザイン、仕様を変更することがあります。

