

# 二次元造波水路

Model No.: HOV-6000



## ■ 仕様 ■

- ① 水路寸法  
幅 1.2 m × 長さ 60 m × 深さ 1.5 ~ 1.8 m
- ② 構造  
ステンレス製底板、片側面ステンレス製側板、片側面透明ガラス張り
- ③ ビーチ型消波板 (傾斜台)  
固定 4 m (4 m × 1 台)、可変 16 m (4 m × 4 台)
- ④ 計測台車  
手動式 2 台

水路、水槽、計測台車などは、お客様のご要望の実験内容、素材、幅、長さ、深さ、価格などの要素で、様々な形状に製作が可能です。ぜひ詳細をご相談ください。

・製品は機能向上のため予告なくデザイン、仕様を変更することがあります。